

ケラタンポリ硫酸ナトリウム (Shark Cartilage)

製品コード : NaKPS2(ShC)3

表示量 : 3 mg/vial

性状 : 白色の非結晶性の塊又は粉末 (凍結乾燥物)

ケラタンポリ硫酸ナトリウムの由来 : Shark Cartilage

製品概要 : ケラタン硫酸 (KS) は N-アセチル-D-グルコサミン (GlcNAc) と D-ガラクトース (Gal) の繰り返し二糖単位からなる硫酸化グリコサミノグリカンです。KS はプロテオグリカンのタンパク質コアに共有結合した、分岐していない多糖鎖として軟骨や角膜に豊富に存在しています。KS はモノ硫酸化二糖単位 (GlcNAc の 6-O 硫酸化)、又はジ硫酸化二糖単位 (GlcNAc 及び Gal の 6-O 硫酸化) のいずれかで構成されています。後者を主な構成二糖とする KS をケラタンポリ硫酸 (KPS) と呼称することがあります。

本品のケラタンポリ硫酸ナトリウム (NaKPS) はサメ軟骨から精製されており、ジ硫酸化二糖単位を 90%以上含有します。

本品は 1 バイアルあたり 3 mg の凍結乾燥した NaKPS を含みます。製品規格の実測値は同封の Certificate of Analysis に記載されています。

取扱上の注意 :

- 1) バイアル内は減圧されています。開封時にご注意ください。
- 2) 吸湿性です。湿気を避けて、8℃以下で保存して下さい。
- 3) 溶解後は-20℃以下に保存してください。予想される使用量に応じて分注し、保存することをお勧めします。
- 4) 本品は研究用試薬であり、診断又は治療を目的として使用することはできません。